

# 日本初！あのサーマクールにボディ用チップが新登場！

## メスを使わずに確実なバストアップ&ボディメイキングがっいに実現！！



メスを使わない  
ボディメイ  
キング治療

16平方ボディチップはサーマクールNXTのみで作動します。

報道関係者各位

シーズ・メディカルグループ シロノクリニック(理事長：城野 親徳、所在地：東京都渋谷区、事業：アンチエイジング美容皮膚科)では、メスを使わないリフトアップ治療の「サーマクール」に新たに開発された**16平方のボディ用チップをシロノクリニックが日本初導入**する運びとなりましたのでご報告させていただきます。2002年にサーマクールを日本初導入して以来11,420症例以上と世界最多症例の実績のシロノクリニックからの新たな治療のご提案です。

### 【日本初導入の背景】

様々な所で美容品や美容サービスを手に入れられるようになった昨今、より手間をかけずに“トータルに美しくなる”事を理想とする人が増加し続けています。そんな中、アンケート調査を実施したところ、なんと**9割以上もの女性がプロポーションへのこだわりが強い事が判明いたしました**。その反対に**ご自身のプロポーションに満足していると答えになった女性は1割にも満たない結果となりました**。なお、**半数以上の女性の夢は「バストアップ」**であるという事も判明いたしました。女性のトータルケアを手に入れられる手段として、1番は手間暇かけずの、また痛みの感じない他力本願でのケア方法を求めている事も実情です。そこで、何か秘策はないだろうかと研究を重ねましたところ、あのたるみ治療のサーマクールにボディ用のチップが新登場するという事を受け、年齢層問わずに「バストアップ」や“トータルに美しくなる”を提供すべく**シロノクリニック日本初導入**する運びとなりました。

※チップ断面図

## バストアップ・ボディメイキングの最新治療がサーマクール ボディ用チップです!!

- 《理由》 ①一度に広範囲を照射できる事により**治療時間の短縮**  
②照射面積が広がって事により、**痛みの緩和**



### 【サーマクールとは】

レーザー光線の何倍もの強さをもつRF波(6MHZ)の熱エネルギーを使って、皮膚深部から皮下組織、脂肪層に至るまで熱刺激を与えます。コラーゲン組織が産生させ、皮膚の引き締めとともに、たるみの改善や脂肪燃焼が促されます。このサーマクール効果は、まず24時間以内に肌にハリが出ます。次に2~3ヶ月かけて徐々に効果が表れます。半年後には、たるみの改善のみならず、ハリ感とともに、バストアップが実現し、トータル的なボディメイキングにも効果的です。

※RF波(高周波) レーザー等の光エネルギーとは異なる電気的な性質を持ったエネルギーで、皮膚の色素に影響を受けないため、エネルギーを皮膚深部まで届けることが可能です。

### 【ボディチップの利便性】

#### 《1》治療時間の短縮

従来のチップに比べ、約半分の施術時間でバストアップ・ボディメイキングが可能になりました。短い施術時間は、医師と患者さま双方にとってより快適です。

#### 《2》広範囲の照射面積

従来に比べ、照射面積が**5倍以上**になりました。電極の面積は12平方ですが、施術中は電極と電極にはさまれた部分も治療温度に達する為、「おまけの照射面積」がプラスされることになりました。


#### 《3》チップの構造

分割された電極へ順番にエネルギーが照射されるようになりました。4分割された電極1つは0.1秒、1回転で0.4秒で、1ショットあたり10回転します。つまり、**1ショットあたりの照射時間は約4秒**となります。従来の照射時間が1.9秒なので、2倍の照射時間を可能としました。

### 【ボディチップの痛みが穏やかな理由】

#### 《1》エネルギー照射の新しいリズム

設定エネルギーより高いジュールで照射が開始され、徐々にジュールを下げながら設定エネルギーより低いジュールで照射を終了するため、照射の終わりごろに「つねられたような」「**急激な痛み**」を感じることはなくなりました。しかし、**全体に照射されるエネルギー量は同等です**。



※16平方チップを使用するには専用ハンドピースが必要となる。

【ボディチップと従来の3平方チップの違い】

■臨床研究とユーザーによる試験

いままでの合計で138名の治験者で臨床試験が行われました。

- 米国5施設・メキシコ1施設：73人の治験を行った。
- ユーザーに依頼し試験を実施（2008年9月に完了）
- 米国5施設・ヨーロッパ1施設・アジア1施設：65人の治験を行った。

■評価は大変良好

- 安全なボディメイキングの施術方法であると評価した。
- 全ての医師が従来のチップより「16平方ボディ用チップ」を高く評価した。
- 全ての医師が今後のボディ施術には「16平方ボディ用チップ」で始めたいと希望した。

■ボディチップの温度

照射を分割することにより、冷却と加熱で生じる皮膚温度の差が少なくなります。よって、ボディの施術とセルライトの施術両方に適しています。

※クリーム麻酔・点滴麻酔のほか

シロノクリニックオリジナルのイオン導入麻酔があります。

【症例】



Before



3ヶ月後




Before




2ヶ月後

太ももの余った脂肪が引き締まり、細くなりました。なお、表皮の皮膚のシワまでもが減少しました。



Before



3ヶ月後

セルライトが減り、引き締まりとハリ感が出て、太ももに“隙間”ができました。

※恵比寿院・銀座院 限定

- 【治療費】
- バストアップ 294,000円
  - 腹部・ヒップ・太もも・ひざ下 420,000円